

Symlicity Spyral™

Multielektrodenkatheter zur renalen Denervierung



Symlicity Spyral™
Multielektrodenkatheter
zur renalen Denervierung

SICHERHEIT UND NACHHALTIGKEIT

Unter Einsatz der Symlicity™-Technologie gewährleistet der Symlicity Spyral™-Katheter eine Behandlungsoption für Patienten mit unkontrolliertem Bluthochdruck.

Der Symlicity Spyral™-Katheter bietet ein verbessertes¹ Verfahren bei der renalen Denervierung und unterstützt Sie dabei, den Bluthochdruck Ihres Patienten besser einzustellen.

Einheitliches Ablationsmuster in vier Quadranten

- Die vier Elektroden im spiralförmigen Design geben gleichzeitig Energie ab
- Schnelle, 60-sekündige Ablationszeit

Behandlung bei verschiedensten Anatomien möglich

- Die selbstexpandierende Spiralförmigkeit passt sich verschiedensten Arterienformen und -größen an
- Ein einzelner Katheter kann Arterien mit 3–8 mm Durchmesser behandeln

Außerordentlich gute Platzierbarkeit²

- Außerordentlich gute Platzierbarkeit dank des Katheters mit flachem 4F-Profil
- Einführung über einen Standard-Führungsdraht (0,014") mit Rapid Exchange System

SYMPPLICITY G3™ RF-GENERATOR ZUR RENALEN DENERVIERUNG (RDN)



Der Symlicity G3™ - Generator dient in Kombination mit dem Symlicity Spyral™-Katheter der gesteuerten Abgabe von Radiofrequenz-(RF-)Energie zur renalen Denervierung.

Spezieller Algorithmus des Symlicity G3™ - Generators gewährleistet Patientensicherheit

- Individuelle Anpassung der aktivierten Elektroden über Touchscreen-Oberfläche
- Vollständig sichtbare Elektrodenüberwachung
- Fernbedienung (rechts) und Fußpedal (nicht abgebildet) ermöglichen einfache Aktivierung



Spiralförmiges
Ablationsmuster:



Symlicity G3™ RF-Generator
zur renalen Denervierung



Fernbedienung für Symlicity
G3™ Radiofrequenzgenerator

¹ Im Vergleich zum Symlicity Flex™ Katheter.
² Daten im Archiv von Medtronic.

Symplicity Spyral™

Multielektrodenkatheter zur renalen Denervierung

Bestandteile des Symplicity™ Systems zur renalen Denervierung

BESCHREIBUNG

- Symplicity Spyral™-Katheter: RDN-Katheter für den Einmalgebrauch ausschließlich zur Verwendung mit dem Symplicity G3™ - Generator mit Fernbedienung und DVI-D-Ausgang
- Symplicity G3™ - Generator: wiederverwendbarer RF-Generator für die Verwendung mit dem Symplicity Spyral™-Katheter
- G3 Generatorwagen: Zubehör zum Symplicity G3™ RF-Generator
- Fußpedal: dient der Aktivierung des Generators
- Stromkabel: versorgt die Generatoreinheit mit Strom

Bestellinformationen

KATALOGNUMMER	PRODUKT
RDN016	Symplicity Spyral™-Katheter
RDN017	Symplicity G3™ RF-Generator; wird standardmäßig mit Fernbedienung geliefert
RDN019	Komponente des Symplicity G3™ - Generators: Generatorwagen
RDN012	Ersatz-Fußpedal
PRT075-02	Ersatz-Stromkabel
THND190S	Thunder™ Führungsdraht
SA6RDND1K	Sherpa NX™ Active Führungskatheter 6 F 55 cm mit RDND1-Kurve
SB6RDND1K	Sherpa NX™ Balanced 6 F 55 cm Führungskatheter mit RDND1-Kurve
LA6IMAK	Launcher™ Führungskatheter 6 F 55 cm mit IMA-Kurve
SA6IMAK	Sherpa NX™ Active Führungskatheter 6 F 55 cm mit IMA-Kurve
SB6IMAK	Sherpa NX™ Balanced Führungskatheter 6 F 55 cm mit IMA-Kurve

Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further. Together.“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. Nur zum Vertrieb in Ländern bestimmt, in denen der Symplicity Spyral™ Multielektrodenkatheter und der Symplicity G3™ Radiofrequenzgenerator zugelassen sind. Nicht zum Vertrieb in den USA, Japan und Frankreich bestimmt.

Medtronic

Europa

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliou 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Telefon: +41 (0)21 802 70 00
Telefax: +41 (0)21 802 79 00

Deutschland

Medtronic GmbH
Earl-Bakken-Platz 1
DE-40670 Meerbusch
deutschland@medtronic.com
www.medtronic.de
Telefon: +49 (0)2159 81 49 0
Telefax: +49 (0)2159 81 49 100

Österreich

Medtronic Österreich GmbH
Millennium Tower
Handelskai 94-96
AT-1200 Wien
vienna@medtronic.com
www.medtronic.at
Telefon: +43 (0)1 240 44 0
Telefax: +43 (0)1 240 44 100

Schweiz

Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.ch
Telefon: +41 (0)31 868 01 00
Telefax: +41 (0)31 868 01 99